

CONCENTRADOS ÁCIDOS

BOLSAS, GARRAFAS, OCTABINES



CONCENTRADOS ÁCIDOS

BOLSAS, GARRAFAS, OCTABINES

Concentrados ácidos líquidos listos para usar, indicados para su uso con concentrado de bicarbonato.

El concentrado ácido es un componente esencial en la preparación del líquido de diálisis, ya que la máquina de hemodiálisis mezcla el concentrado ácido líquido con el concentrado de bicarbonato y el agua tratada.

La proporción de mezcla estándar de los concentrados ácidos de Nipro es de 1:44.



VIDA ÚTIL: Bolsas y Garrafas: 3 años | Octabín: 2 años

CARTERA

Producto estandar

Formula	Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Cl ⁻	Acetato	HCO ₃ ⁻	Glucosa
Dilución 1:45	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	g/l
(314-A)	140	1,5	1,25	0,5	108	3	34	1
(313-A)	140	1,5	1,5	0,5	108,5	3	34	1
(306-A)	139	1,5	1,25	0,475	103,14	2,85	37,96	1,5
(308-A)	139	1,5	1,5	0,475	103,64	2,85	37,96	1
(324-A)	140	2	1,25	0,5	108,5	3	34	1
(323-A)	140	2	1,5	0,5	109	3	34	1
(321-A)	140	2	1,75	0,5	109,5	3	34	1
(318-A)	140	2	1,75	0,5	109,5	3	34	1,5
(331-A)	140	3	1,25	0,5	109,5	3	34	1
(320-A)	139	3	1,25	0,5	104,7	2,85	37,96	1,5

Producto no estandar

Formula	Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Cl ⁻	Acetato	HCO ₃ ⁻	Glucosa
Dilución 1:45	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	g/l
(310-A)	139	1	1,5	0,5	103,2	2,85	37,96	1
(316-A)	140	1,5	0,625	0,25	102,44	4	36,81	1
(307-A)	139	1,5	1,75	0,475	104,14	2,85	37,96	1,5
(326-A)	139	2,5	1,5	0,475	104,64	2,85	37,96	1,5
(327-A)	140	3	1,5	0,5	110	3	34	1
(319-A)	139	3	1,75	0,475	105,64	2,85	37,96	1,5
(330-A)	140	3	1,75	0,5	110,5	3	34	1
(332-A)	140	4	1,5	0,5	111	3	34	1

DETALLES DEL EMBALAJE

	Volumen (L)	Código de referencia	Caja por palé	Unidades por caja	Capas de palé	Unidades por palé
Bolsas en una caja	3,8	BSOL45-***A4L3BX	48	3	6	144
	4,7	BSOL45-***A5LBXEU	64	2	8	128
Bolsas en una caja grande	3,8	BSOL45-***A4LBBEU	4	40	2	160
	4,7	BSOL45-***A5LBBEU	4	35	2	140
Garrafas apilables	3,9	SOL45-***A4L	N/A	N/A	4	132
	5	SOL45-***A5L	N/A	N/A	4	132
	10,5	SOL45-***A11L	N/A	N/A	3	60
Garrafas en una caja	3,9	SOL45-***A4LBX	64	2	4	128
	5	SOL45-***A5LBX	64	2	4	128
Garrafas en una caja grande	3,9	SOL45-***A4LBB	1	84	1	84
	5	SOL45-***A5LBB	1	84	1	84
	10,5	SOL45-***A11LBB	1	40	1	40
Octabín - Conector inferior	500	CSOL45-***A500L	N/A	N/A	1	1
Octabín - Conector superior	300	CSOL45-***A300LT	N/A	N/A	1	1
	500	CSOL45-***A500LT	N/A	N/A	1	1
	600	CSOL45-***A600LT	N/A	N/A	1	1

* fórmula de concentrado ácido

No todos los productos están registrados y aprobados para su venta en todos los países o regiones. Las indicaciones de uso también pueden variar según el país y la región. Póngase en contacto con su representante de Nipro para obtener información y disponibilidad del producto.

Nipro Renal Care es parte de Nipro Corporation Japan, una empresa puntera internacional dedicada a la salud fundada en 1954. Con más de 35.000 empleados en todo el mundo, Nipro está al servicio de los sectores de productos sanitarios, farmacéuticos, así como del acondicionamiento farmacéutico.

Lleva más de 6 décadas ofreciendo soluciones de diálisis y tratamientos en el campo renal. Nipro Renal Care es líder en el mercado internacional y se especializa en el desarrollo de máquinas de diálisis, sistemas de tratamiento de agua y un amplio catálogo de productos médicos desechables.

El motor de Nipro Renal Care es la innovación y la seguridad de los pacientes, para ofrecer productos de la más alta calidad, que optimicen el tiempo, el trabajo y los costes. Abordamos las necesidades de los pacientes, los profesionales de la salud y los responsables de compras para ofrecer tratamientos seguros y eficaces para avanzar sin preocuparse por los costes.

BECAUSE EVERY LIFE DESERVES AFFORDABLE CARE



www.nipro-group.com/en-en/our-company/our-locations
Contacte con su representante local si necesita más información.

